



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8300.455
Descrição do artigo	Fundo de caixa, Peça de reposição para caixas para cateteres TRANSKAT, Ø: 10 cm

Características do produto

Campo de aplicação	Necessidade da estação
--------------------	------------------------

Dimensões

Diâmetro	10 cm
----------	-------

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	vermelha

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico DIV
Número de lote ou de série	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0,0039 cbm
Peso do produto	0,02 kg
Peso da embalagem externa	0,19 kg
EAN da caixa interna	4028339560428
EAN da embalagem externa	4028339560411

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

