



Descrição do Produto

Número de pedido	71.9924.515
Descrição do artigo	Pinça, altura: 11 mm, verde, para Coleta de amostras para diagnóstico

Características do produto

Campo de aplicação	Coleta de amostras para diagnóstico
--------------------	-------------------------------------

Dimensões

Largura do produto	28 mm
Altura do produto	11 mm
Comprimento do produto	108 mm

Materiais e cores

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	verde

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	3000
Unidades por caixa interna	3000
Unidades por caixa	3000
Unidades por palete	90000
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	408 mm
Volume da embalagem externa	0,0834 cbm
Peso da embalagem externa	12 kg
EAN da caixa interna	4038917155281
EAN da embalagem externa	4038917398398

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

