



Descrição do Produto

Número de pedido 71.9921.316
Descrição do artigo Balde, até 1 l, (ØxA): 122 x 145 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 24 unid./caixa de papelão

Características do produto

Campo de aplicação coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Dimensões

Volume máximo 1 l
Diâmetro 122 mm
Altura do produto 145 mm

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	24
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	1152
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	234 mm
Volume da embalagem externa	0,0357 cbm
Peso da embalagem externa	2,7 kg
EAN da caixa interna	4038917150620
EAN da embalagem externa	4038917038195

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

