



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	71.9921.317
Descrição do artigo	Balde, até 2 l, (ØxA): 154 x 180 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 24 unid./caixa de papelão

### **Características do produto**

Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Dimensões**

Volume máximo	2 l
Diâmetro	154 mm
Altura do produto	180 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	24
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	960
Profundidade da embalagem externa	604 mm
Largura da embalagem externa	264 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.06 cbm
Peso da embalagem externa	4.6 kg
EAN da caixa interna	4038917150637
EAN da embalagem externa	4038917038201

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

