



Descrição do Produto

Número de pedido 71.9921.318
Descrição do artigo Balde, até 5 l, (ØxA): 189 x 200 mm, branca, tampa incluída, para coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico, 12 unid./caixa de papelão

Características do produto

Campo de aplicação coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Dimensões

Volume máximo 5 l
Diâmetro 189 mm
Altura do produto 200 mm
Comprimento do produto 223,5 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

Pureza e certificação

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	12
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	12
Unidades por caixa	12
Unidades por palete	360
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	408 mm
Volume da embalagem externa	0,0834 cbm
Peso da embalagem externa	4,2 kg
EAN da caixa interna	4038917150644
EAN da embalagem externa	4038917398381

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

