



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	95.1000
Descrição do artigo	Abridor de segmentos de tubo flexível, material: HD-PE, branca

### **Características do produto**

Campo de aplicação	Banco de sangue
--------------------	-----------------

### **Dimensões**

Diâmetro	10 mm
----------	-------

### **Materiais e cores**

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	216000
Profundidade da caixa interna	191 mm
Largura da caixa interna	129 mm
Altura da caixa interna	129 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0,016 cbm
Peso do produto	0,0017 kg
Peso da embalagem externa	4,17 kg
EAN da caixa interna	4038917084949
EAN da embalagem externa	4038917053266

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

