



Product description

Order number	75.1354.001
Descrição do artigo	Copo de rosca, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, Ø da abertura: 58 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: verde, tampa incluída, pilhas de 25 unidades cada, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro da abertura	58 mm
Comprimento com tampa	73 mm
Comprimento sem tampa	71 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	600 mm
Largura da embalagem externa	330 mm
Altura da embalagem externa	400 mm
Volume da embalagem externa	0.0778 cbm
Peso do produto	0.0115 kg
Peso da embalagem externa	7.64 kg
EAN da caixa interna	4038917247801
EAN da embalagem externa	8052109529632

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

