



Product description

Order number	75.1355
Descrição do artigo	Copos para urina, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 125 ml, (ØxA): 66 x 67 mm, Ø da abertura: 66 mm, Altamente transparentes, graduado, material: PP, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	125 ml

Size

Volume nominal	125 ml
Volume máximo	125 ml
Diâmetro	66 mm
Diâmetro da abertura	66 mm
Altura do produto	67 mm
Comprimento sem tampa	67 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Copos para urina, 125 ml, (ØxA): 66 x 67 mm, PP,
Altamente transparentes

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto Altamente transparentes

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE Fornecedor CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 24000
Profundidade da embalagem 390 mm
externa
Largura da embalagem 265 mm
externa
Altura da embalagem externa 590 mm
Volume da embalagem 0.061 cbm
externa
Peso do produto 0.0057 kg
Peso da embalagem externa 6.2 kg
EAN da caixa interna 4038917409568
EAN da embalagem externa 4042836010088

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-05

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT