



Product description

Order number	75.1356
Descrição do artigo	Copo de coleta de urina, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 500 ml, (ØxA): 80 x 148 mm, Ø da abertura: 80 mm, natural, material: PP, 250 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	500 ml

Size

Volume nominal	500 ml
Volume máximo	500 ml
Diâmetro	80 mm
Diâmetro da abertura	80 mm
Altura do produto	148 mm
Comprimento sem tampa	148 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	natural

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	5000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	350 mm
Volume da embalagem externa	0.0654 cbm
Peso do produto	0.03 kg
Peso da embalagem externa	8.25 kg
EAN da caixa interna	4038917086318
EAN da embalagem externa	4038917072984

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

