



Product description

Order number	75.1437.100
Descrição do artigo	Copos para urina, volume de trabalho máx.: 75 ml, (ØxA): 65 x 48 mm, transparente, graduado, material: PP

Product characteristics

Graduação	sim
Volume de trabalho	75 ml

Size

Volume nominal	75 ml
Volume máximo	75 ml
Diâmetro	65 mm
Altura do produto	48 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 28000
Volume da embalagem 0.065 cbm
externa
Peso do produto 0.0092 kg
Peso da embalagem externa 9.65 kg
EAN da caixa interna 4038917129138
EAN da embalagem externa 4038917074711

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

