



Descrição do Produto

Número de pedido	75.560.901
Descrição do artigo	Copos para urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 73 x 100 mm, branca, material: PS

Características do produto

Gradação	não
Volume de trabalho	100 ml

Dimensões

Volume nominal	100 ml
Diâmetro	73 mm
Altura do produto	100 mm

Materiais e cores

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Copos para urina, 100 ml, (ØxA): 73 x 100 mm,
PS, branca

Página 2

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 2500
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 2500
Unidades por palete 90000
Volume da embalagem 0,0762 cbm
externa
Peso do produto 0,0028 kg
Peso da embalagem externa 8,16 kg
EAN da caixa interna 4038917318198
EAN da embalagem externa 4038917318181

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT