



Product description

Order number	75.560
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume de trabalho máx.: 250 ml, (CxØ): 100 x 73 mm, Ø da abertura: 73 mm, branca, material: PS, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	250 ml

Size

Volume nominal	250 ml
Diâmetro	73 mm
Diâmetro da abertura	73 mm
Altura do produto	100 mm
Comprimento do produto	100 mm
Comprimento sem tampa	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 20000
Profundidade da embalagem externa 598 mm
Largura da embalagem externa 398 mm
Altura da embalagem externa 165 mm
Volume da embalagem externa 0.0393 cbm
Peso do produto 0.0076 kg
Peso da embalagem externa 4.3 kg
EAN da caixa interna 4038917339902
EAN da embalagem externa 4038917339896

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt. It is neither to be duplicated nor made available to third parties without our prior written consent.

