



**Especificação do produto**  
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, com  
proteção contra a luz, PP, marrom**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	75.562.011
Descrição do artigo	Copo de rosca, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, marrom, com proteção contra a luz, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: marrom, tampa incluída, 50 unid./pacote

### Características do produto

Graduação	sim
Tipo de tampa	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

### Dimensões

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, com**  
**proteção contra a luz, PP, marrom**

**Página 2**

Comprimento sem tampa 72 mm

**Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto marrom  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa marrom

**Pureza e certificação**

Categoria do produto Produtos para diagnóstico in vitro  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 250  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 250  
Unidades por palete 7500  
Profundidade da embalagem 443 mm  
externa  
Largura da embalagem 323 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 330 mm  
Volume da embalagem 0,0472 cbm  
externa  
Peso do produto 0,0153 kg  
Peso da embalagem externa 4,54 kg  
EAN da caixa interna 4038917113618  
EAN da embalagem externa 4038917014038

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**