



Especificação do produto
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP,
transparente**

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	75.562.300
Descrição do artigo	Copo de rosca, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: branca, tampa incluída, 50 unid./pacote

Características do produto

Graduação	sim
Tipo de tampa	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

Dimensões

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm
Comprimento sem tampa	72 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
**Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP,
transparente**

Página 2

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	7500
Profundidade da embalagem externa	443 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	330 mm
Volume da embalagem externa	0,0472 cbm
Peso do produto	0,0153 kg
Peso da embalagem externa	4,59 kg
EAN da caixa interna	4038917113656
EAN da embalagem externa	4038917274739

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.



SARSTEDT