



### **Product description**

Order number	75.570.001
Descrição do artigo	Copo, volume de trabalho máx.: 100 ml, (CxØ): 49 x 70 mm, Ø da abertura: 70 mm, transparente, tampa: transparente, material: PS, tampa de encaixe, sem impressão, não-estéreis, 50 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	sem impressão
Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Volume de trabalho	100 ml
Forma da abertura	redondo

### **Size**

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	70 mm
Diâmetro da abertura	70 mm
Altura do produto	49 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Copo, 100 ml, (CxØ): 49 x 70 mm, PS,**  
**transparente, sem impressão**

**Page 2**

Comprimento do produto 49 mm  
Comprimento sem tampa 49 mm

**Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente  
Cor da tampa transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza não-estéreis  
Ficha de dados de segurança não  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote de tubo flexível  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 45000  
Profundidade da embalagem 375 mm  
externa  
Largura da embalagem 295 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 315 mm  
Volume da embalagem 0.0348 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0027 kg  
Peso da embalagem externa 3.1 kg  
EAN da caixa interna 4038917974370  
EAN da embalagem externa 4038917974387

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-10

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**