

# Product Specification Copos medicinais, 50 ml, (CxØ): 54 x 55 mm, graduado, PP, transparente

Page 1



### **Product description**

Order number 75.9924.522

Descrição do artigo Copos medicinais, volume de trabalho máx.: 50 ml, (CxØ):

54 x 55 mm, Ø da abertura: 55,4 mm, transparente,

graduado, material: PP

#### **Product characteristics**

Graduação sim

Campo de aplicação Admnistração de medicação

Exemplo de utilização Administração oral de medicamentos sob a forma líquida ou

de comprimido

Volume de trabalho 50 ml Autoclavável (máx. °C) 121 °C

#### Size

Volume nominal50 mlVolume máximo50 mlDiâmetro55 mmDiâmetro da abertura55,4 mmAltura do produto54 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







# Product Specification Copos medicinais, 50 ml, (CxØ): 54 x 55 mm, graduado, PP, transparente

Comprimento do produto 54 mm
Comprimento sem tampa 55.4 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

## **Purity & certification**

Categoria do produto Produto médico

Certificação CE CE Isento de látex sim Isenção de pirogênio não Ficha de dados de segurança não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 500
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 80000
Profundidade da embalagem 271 mm

externa

Largura da embalagem 224 mm

externa

Altura da embalagem externa 158 mm Volume da embalagem 0.0099 cbm

externa

Peso da embalagem externa 3 kg

EAN da caixa interna 4038917352949 EAN da embalagem externa 4038917352932

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

