

Product Specification Kit de formalina, solução tampão de formalina 450 ml, S-Monovette® 25 ml

Page 1



Product description

Order number 51.1703.025

Descrição do artigo Kit de formalina, preparo: solução tampão de formalina 450

ml, componentes do kit: Sistema de formalina com 450 ml de solução de formaldeído (4%) e 50 S-Monovette 25 ml, 1

unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de preparo solução tampão de formalina 450 ml

Rótulo/impressão com etiqueta de papel Versão S-Monovette® 25 ml Campo de aplicação Fixação de tecido

Size

Largura do produto 98 mm Comprimento do produto 330 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







Product Specification Kit de formalina, solução tampão de formalina 450 ml, S-Monovette® 25 ml

Purity & certification

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 126
Profundidade da caixa interna 344 mm
Largura da caixa interna 243 mm
Altura da caixa interna 103 mm
Profundidade da embalagem 355 mm

externa

Largura da embalagem 255 mm

externa

Altura da embalagem externa 123 mm Volume da embalagem 0.0111 cbm

externa

Peso do produto 1.232 kg Peso da embalagem externa 1.69 kg

EAN da caixa interna 4038917336093 EAN da embalagem externa 4038917336086

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

