



Product description

Order number	75.9924.518
Descrição do artigo	Tina, volume de trabalho máx.: 250 ml, (CxØ): 83 x 75 mm, translúcido, material: PP

Product characteristics

Campo de aplicação	Recipiente para armazenamento de patologia
Volume de trabalho	250 ml
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	250 ml
Diâmetro	75 mm
Largura do produto	77.2 mm
Altura do produto	83 mm
Comprimento do produto	83 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto translúcido

Purity & certification

Isento de látex sim
Isenção de pirogênio não
Ficha de dados de segurança não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 16000
Profundidade da embalagem 428 mm
externa
Largura da embalagem 372 mm
externa
Altura da embalagem externa 438 mm
Volume da embalagem 0.0697 cbm
externa
Peso da embalagem externa 8.7 kg
EAN da caixa interna 4038917155311
EAN da embalagem externa 4038917039352

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

