




Product description

Order number	93.851.175
Descrição do artigo	Block Rack D17, para 50 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 10, laranja, com alça, material: PP

Product characteristics

Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	246 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto laranja

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 12
Unidades por palete 840
Profundidade da embalagem 453 mm
externa
Largura da embalagem 258 mm
externa
Altura da embalagem externa 165 mm
Volume da embalagem 0.0193 cbm
externa
Peso do produto 0.1983 kg
Peso da embalagem externa 2.79 kg
EAN da caixa interna 4038917121873
EAN da embalagem externa 4038917075015

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

