



Product description

Order number	93.853.131
Descrição do artigo	Block Rack D13, para 50 Monovette e tubos até 13 mm Ø, Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 5 x 10, vermelha, material: PP

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	13 mm
Largura do produto	96 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	180 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Block Rack D13, Ø da abertura: 13 mm, 5 x 10, vermelha

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 16
Unidades por palete 1440
Profundidade da embalagem externa 398 mm
Largura da embalagem externa 368 mm
Altura da embalagem externa 120 mm
Volume da embalagem externa 0.0176 cbm
Peso do produto 0.1687 kg
Peso da embalagem externa 3.16 kg
EAN da caixa interna 4038917122528
EAN da embalagem externa 4038917074025

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-22

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT