



Product description

Order number	93.854.123
Descrição do artigo	Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø da abertura: 12 mm, dimensão da grade: 5 x 10, verde, material: PP

Product characteristics

Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	12 mm
Largura do produto	80 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	152 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Block Rack D12, Ø da abertura: 12 mm, 5 x 10, verde

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto verde

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 1560
Profundidade da embalagem externa 428 mm
Largura da embalagem externa 323 mm
Altura da embalagem externa 130 mm
Volume da embalagem externa 0.018 cbm
Peso do produto 0.1214 kg
Peso da embalagem externa 2.8 kg
EAN da caixa interna 4038917122665
EAN da embalagem externa 4038917018500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT