



Descrição do Produto

Número de pedido	93.853.131
Descrição do artigo	Rack S-Monovette® D13, para 50 Monovette e tubos até 13 mm Ø, Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 10 x 5, vermelha, material: PP

Características do produto

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	10 x 5
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Dimensões

Diâmetro da abertura	13 mm
Largura do produto	96 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	180 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Rack S-Monovette® D13, Ø da abertura: 13 mm,
10 x 5, vermelha

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto vermelha

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV
Número de lote ou de série não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalaje interior caixa interna
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 16
Unidades por palete 1440
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 368 mm
externa
Altura da embalagem externa 120 mm
Volume da embalagem 0,0176 cbm
externa
Peso do produto 0,1687 kg
Peso da embalagem externa 3,16 kg
EAN da caixa interna 4038917122528
EAN da embalagem externa 4038917074025

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

