



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|---|
| Número de pedido | 93.854.121 |
| Descrição do artigo | Rack S-Monovette® D12, para 50 recipientes, Ø da abertura: 12 mm, dimensão da grade: 10 x 5, vermelha, material: PP |

Características do produto

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Quantidade de poços | 50 |
| Capacidade de armazenamento | 50 |
| Dimensão da grade | 10 x 5 |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Dimensões

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro da abertura | 12 mm |
| Largura do produto | 80 mm |
| Altura do produto | 45 mm |
| Comprimento do produto | 152 mm |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Rack S-Monovette® D12, Ø da abertura: 12 mm,
10 x 5, vermelha

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto vermelha

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV
Número de lote ou de série não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalaje interior caixa interna
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 1560
Profundidade da embalagem 428 mm
externa
Largura da embalagem 323 mm
externa
Altura da embalagem externa 130 mm
Volume da embalagem 0,018 cbm
externa
Peso do produto 0,1214 kg
Peso da embalagem externa 2,8 kg
EAN da caixa interna 4038917122641
EAN da embalagem externa 4038917018487

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

