



Especificação do produto
Tampa de rosca, adequado para recipiente de
envio refrigerado

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido 65.590
Descrição do artigo Tampa de rosca, adequado para recipiente de envio refrigerado

Características do produto

Indicado para recipiente de envio refrigerado

Materiais e cores

Cor da tampa natural

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-11-30

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Embalagem

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	80000
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	388 mm
Altura da embalagem externa	225 mm
Volume da embalagem externa	0.0374 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	5.47 kg
EAN da caixa interna	4038917082723
EAN da embalagem externa	4038917001762

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

