



### Product description

Order number	73.646
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisador automático, material: PS, 3,5 ml, (CxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	analisador automático
Forma do fundo	fundo cônico

### Size

Volume máximo	3.5 ml
Diâmetro	14 mm
Diâmetro da abertura	8 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 5000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 120000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 415 mm  
Volume da embalagem 0.0657 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0018 kg  
Peso da embalagem externa 9.62 kg  
EAN da caixa interna 4038917083096  
EAN da embalagem externa 4038917002066

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

