



Product description

Order number	73.646
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisador automático, material: PS, 3,5 ml, (CxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	analisador automático
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	3.5 ml
Diâmetro	14 mm
Diâmetro da abertura	8 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 120000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0.0657 cbm
externa
Peso do produto 0.0018 kg
Peso da embalagem externa 9.62 kg
EAN da caixa interna 4038917083096
EAN da embalagem externa 4038917002066

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

