



Descrição do Produto

Número de pedido	73.646
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisador automático, material: PS, 3.5 ml, (CxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1000 unid./caixa interna

Características do produto

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicado para	analisador automático
Forma do fundo	fundo cônico

Dimensões

Volume máximo	3,5 ml
Diâmetro	14 mm
Diâmetro da abertura	8 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE CE
Número de lote ou de série sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior caixa interna
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 120000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0,0657 cbm
externa
Peso do produto 0,0018 kg
Peso da embalagem externa 9,62 kg
EAN da caixa interna 4038917083096
EAN da embalagem externa 4038917002066

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

