



Descrição do Produto

Número de pedido	73.663
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para Boehringer ES 300® e ES 600®, material: PS, 2 ml, (CxØ): 40 x 12 mm, transparente, 500 unid./pacote

Características do produto

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicado para	Boehringer ES 300® e ES 600®
Forma do fundo	fundo cônico

Dimensões

Volume máximo	2 ml
Diâmetro	12 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	40 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0,0475 cbm
externa
Peso do produto 0,0012 kg
Peso da embalagem externa 6,72 kg
EAN da caixa interna 4038917083195
EAN da embalagem externa 4038917002158

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

