



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	73.666
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisadores automáticos Hitachi, material: PS, (CxØ): 38 x 17 mm, transparente, 5000 unid./caixa de papelão

### **Características do produto**

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicado para	analísadores automáticos Hitachi
Forma do fundo	fundo cônico

### **Dimensões**

Diâmetro	17 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	38 mm
Comprimento do produto	38 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Pureza e certificação**

Produto segundo MPG ou IVD	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Número de lote ou de série	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0,0539 cbm
Peso do produto	0,0017 kg
Peso da embalagem externa	9,3 kg
EAN da caixa interna	4038917083225
EAN da embalagem externa	4038917002172

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

