



Product description

Order number	73.667
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para analisador automático Abbott AXSYM, material: PS, 2,5 ml, (CxØ): 53 x 12 mm, transparente, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Indicado para	analisador automático Abbott AXSYM
Forma do fundo	fundo cônico

Size

Volume máximo	2.5 ml
Diâmetro	12 mm
Diâmetro da abertura	10 mm
Altura do produto	53 mm
Comprimento do produto	53 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	90000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0025 kg
Peso da embalagem externa	6.78 kg
EAN da caixa interna	4038917083232
EAN da embalagem externa	4038917002189

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

