



Descrição do Produto

Número de pedido	73.910.002
Descrição do artigo	Recipiente de amostra, adequado para sistemas Cobas, material: PP, 0,6 ml, (CxØ): 34 x 8,2 mm, verde, 1000 unid./pacote

Características do produto

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Indicado para	sistemas Cobas
Forma do fundo	fundo cônico

Dimensões

Volume máximo	0,6 ml
Diâmetro	8,2 mm
Diâmetro da abertura	7 mm
Altura do produto	34 mm
Comprimento do produto	34 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto verde

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 240000
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 378 mm
externa
Altura da embalagem externa 215 mm
Volume da embalagem 0,0315 cbm
externa
Peso do produto 0,0006 kg
Peso da embalagem externa 3,44 kg
EAN da caixa interna 4038917123884
EAN da embalagem externa 4038917018937

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

