



Product description

Order number	42.117
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra 100 µl brilhante, preparo: Solução de 1% de azul de cresil brilhante, volume nominal: 100 µl, (CxØ) com tampa: 46 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: azul, fundo cônico, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	Venoso e capilar
Tipo de preparo	Solução de 1% de azul de cresil brilhante
Concentração do preparo	Solução de 1% de azul de cresil brilhante
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Exemplo de utilização	Contagem de reticulócitos
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	100 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	100 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	46 mm
Comprimento com tampa	46 mm
Comprimento sem tampa	44 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	azul

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	117000
Profundidade da embalagem externa	283 mm
Largura da embalagem externa	173 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0066 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	0.92 kg
EAN da caixa interna	4038917080897
EAN da embalagem externa	4038917365130

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

