




Especificação do produto
Tubo de rosca, 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, PP,
com impressão

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	62.610.018
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, HD-PE, tampa: natural, tampa montada, com impressão, rótulo / impressão: verde, com escala, estéril, 1 unid./blister

Características do produto

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Tipo de tampa	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-17

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Tubo de rosca, 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, PP,
com impressão

Página 2

Dimensões

Diâmetro 15,3 mm
Comprimento do produto 92 mm

Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa natural
Material do tubo Polipropileno (PP)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências IATA
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 13500
Profundidade da caixa interna 351 mm
Largura da caixa interna 151 mm
Altura da caixa interna 171 mm
Profundidade da embalagem 778 mm
externa
Largura da embalagem 368 mm
externa
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem 0,0558 cbm
externa
Peso do produto 0,0052 kg
Peso da embalagem externa 4,23 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-17

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Tubo de rosca, 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, PP,
com impressão

Página 3

EAN da caixa interna 4038917233132
EAN da embalagem externa 4038917233101

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-17

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT