



Descrição do Produto

Número de pedido 73.834.001
Descrição do artigo Esfera de aço para cubeta para coagulômetro KC (macro), cinza

Características do produto

Indicado para cubeta para coagulômetro KC (macro)

Materiais e cores

Cor do produto cinza

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1000
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	50000
Unidades por palete	5400000
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0,0134 cbm
Peso do produto	0,0001 kg
Peso da embalagem externa	7,15 kg
EAN da caixa interna	4038917121682
EAN da embalagem externa	4038917017930

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

