



Descrição do Produto

Número de pedido	75.562.605
Descrição do artigo	Copo de rosca VD, para diagnóstico de vírus, (ØxA): 62 x 73 mm, transparente, graduado, tampa de rosca, tampa: azul claro, tampa montada, não-estéreis

Características do produto

Graduação	sim
Tipo de tampa	tampa de rosca
Campo de aplicação	diagnóstico de vírus

Dimensões

Volume máximo	100 ml
Diâmetro	62 mm
Diâmetro da abertura	57 mm
Altura do produto	73 mm
Comprimento sem tampa	72 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Copo de rosca VD, (ØxA): 62 x 73 mm, PP,
transparente

Página 2

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	azul claro

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	não-estéreis
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	200
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	5600
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0,0597 cbm
Peso do produto	0,0153 kg
Peso da embalagem externa	3,74 kg
EAN da caixa interna	4038917794053
EAN da embalagem externa	4038917794060

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-11-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT