



## Product Specification

**Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, sem tampa, 100 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	60.611.311
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, castanho, material: PP, sem tampa, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

### Product characteristics

Proteção contra a luz	sim
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo plano
Volume de trabalho	5 ml
Forma do recipiente interior	cônico

### Size

Diâmetro	15.3 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm
Comprimento sem tampa	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, sem tampa, 100 unid./pacote**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	castanho
Material do tubo	Polipropileno (PP)

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Volume da embalagem externa	0.046 cbm
Peso do produto	0.004 kg
Peso da embalagem externa	4.55 kg
EAN da caixa interna	4038917367943
EAN da embalagem externa	4038917367936

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2025-04-29

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**