



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	60.614.011
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 2.5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo falso arredondado, transparente, material: PP, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote

### **Características do produto**

Graduação	sim
Tipo de tampa	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo falso arredondado
Volume de trabalho	2,5 ml

### **Dimensões**

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Tubo de rosca, 2.5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo falso arredondado, PP, 100 unid./pacote**

**Materiais e cores**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza e certificação**

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico   DIV
Número de lote ou de série	sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0,0315 cbm
Peso do produto	0,0038 kg
Peso da embalagem externa	4,25 kg
EAN da caixa interna	4038917346801
EAN da embalagem externa	4038917346795

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

