




Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	60.617.010
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, transparente, material: PP, sem tampa, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	não
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado
Volume de trabalho	3,5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da embalagem externa	379 mm
Largura da embalagem externa	229 mm
Altura da embalagem externa	391 mm
Volume da embalagem externa	0.0339 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	3.44 kg
EAN da caixa interna	4038917115094
EAN da embalagem externa	4038917079167

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT