



Especificação do produto
Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso arredondado, PP, 100 unid./pacote



Descrição do Produto

Número de pedido	62.612.300
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso arredondado, transparente, material: PP, com impressão, impressão branca, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote

Características do produto

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Forma do fundo	fundo falso arredondado
Volume de trabalho	5 ml
Forma do recipiente interior	cônico

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso arredondado, PP, 100 unid./pacote

Dimensões

Diâmetro	15,3 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm
Comprimento sem tampa	92 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material da tampa	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0,0492 cbm
Peso do produto	0,005 kg
Peso da embalagem externa	5,56 kg
EAN da caixa interna	4038917368247
EAN da embalagem externa	4038917368230

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

