



Product Specification

Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister

Page 1



Product description

Order number	63.614.625
Descrição do artigo	Tubo de fundo falso CSF, volume nominal: 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, transparente, material: PP, Low Binding, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/azul, "CSF", marcação nominal, tampa incluída, azul, estéril, 1 unid./blister, 100 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/azul
Graduação	marcação nominal
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Exemplo de utilização	diagnóstico da demência por Alzheimer
Forma do fundo	fundo redondo
Centrifugação recomendada	2000 x g
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	20

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister

Page 2

Tempo de centrifugação 10 Min
Forma do recipiente interior cônico

Size

Volume nominal 2.5 ml
Diâmetro 13 mm
Comprimento do produto 75 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa azul
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 100
Unidades por palete 12100
Profundidade da embalagem 392 mm
externa
Largura da embalagem 257 mm
externa
Altura da embalagem externa 235 mm
Volume da embalagem 0.0237 cbm
externa
Peso do produto 0.0038 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister

Page 3

Peso da embalagem externa 0.82 kg
EAN da caixa interna 4038917896641
EAN da embalagem externa 4038917896658

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT