



## Especificação do produto

**Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister**

**Página 1**



### Descrição do Produto

Número de pedido	63.614.625
Descrição do artigo	Tubo de fundo falso CSF, volume nominal: 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, transparente, material: PP, Low Binding, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/azul, "CSF", marcação nominal, tampa incluída, azul, estéril, 1 unid./blister, 100 unidades/caixa

### Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/azul
Graduação	marcação nominal
Proteção contra a luz	não
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Exemplo de utilização	diagnóstico da demência por Alzheimer
Forma do fundo	fundo redondo
Centrifugação recomendada	2000 x g
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	20

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-05-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



**Especificação do produto**  
**Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister**

**Página 2**

Tempo de centrifugação 10 Min  
Forma do recipiente interior cônico

**Dimensões**

Volume nominal 2.5 ml  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento do produto 75 mm

**Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente  
Material da tampa High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa azul  
Material do tubo Polipropileno (PP)

**Pureza e certificação**

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 100  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 10  
Unidades por caixa 100  
Unidades por palete 12100  
Profundidade da embalagem 392 mm  
externa  
Largura da embalagem 257 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 235 mm  
Volume da embalagem 0.0237 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0038 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-05-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**



## Especificação do produto

**Tubo de fundo falso CSF, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, Low Binding, tampa incluída, estéril, 1 unid./blister**

**Página 3**

Peso da embalagem externa 0.82 kg  
EAN da caixa interna 4038917896641  
EAN da embalagem externa 4038917896658

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-05-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**