

Product Specification

Tubo para fezes, com colher, tampa de pressão, (CxØ): 75 x 23,5 mm, transparente, estéril

Page 1



Product description

Order number 80.621

Descrição do artigo Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de

pressão, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 75 x 23,5 mm,

estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento tampa de pressão

Versão colher

Size

Diâmetro 23.5 mm

Comprimento do produto 87 mm

Comprimento sem tampa 75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo para fezes, com colher, tampa de pressão, (CxØ): 75 x 23,5 mm, transparente, estéril

Page 2

Material & colours

Cor do produto transparente

Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)

548 mm

Cor da tampa marrom

Material do tubo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril

Esterilização Irradiação de eletrões

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 250
Unidades por palete 13000

Profundidade da embalagem externa

Largura da embalagem 368 mm

externa

Altura da embalagem externa 130 mm Volume da embalagem 0.0262 cbm

externa

Peso do produto 0.0091 kg Peso da embalagem externa 2.73 kg

EAN da caixa interna 4038917082969 EAN da embalagem externa 4038917001946

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

