




Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,
(CxØ): 101 x 16,5 mm, transparente, estéril**

Page 1



Product description

Order number	80.623
Descrição do artigo	Tubo para fezes, com colher, transparente, tampa de rosca, Tampa de rosca com colher para fezes, montada, tampa: castanho, (CxØ) sem tampa: 101 x 16,5 mm, diâmetro externo do fecho: 19,5 mm, estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	Tampa de rosca com colher para fezes
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	colher
Forma do fundo	fundo redondo

Size

Diâmetro externo do fecho	19.5 mm
Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	107 mm
Comprimento sem tampa	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Tubo para fezes, com colher, tampa de rosca,
(CxØ): 101 x 16,5 mm, transparente, estéril**

Page 2

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor da tampa	castanho
Material da barra	Poliestireno (PS)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	22000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	348 mm
Altura da embalagem externa	149 mm
Volume da embalagem externa	0.0295 cbm
Peso do produto	0.0068 kg
Peso da embalagem externa	3.89 kg
EAN da caixa interna	4038917082983
EAN da embalagem externa	4038917001960

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-04-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT