




Product Specification
Tubo para fezes, tampa de rosca, (CxØ): 76 x 20 mm, transparente, estéril

Page 1



Product description

Order number	80.734.311
Descrição do artigo	Tubo para fezes, transparente, tampa de rosca, tampa: marrom, (CxØ) sem tampa: 76 x 20 mm, com etiqueta de papel, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tipo de fechamento	tampa de rosca

Size

Diâmetro	20 mm
Comprimento do produto	77 mm
Comprimento sem tampa	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Tubo para fezes, tampa de rosca, (CxØ): 76 x 20 mm, transparente, estéril

Page 2

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	20000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	165 mm
Volume da embalagem externa	0.0393 cbm
Peso do produto	0.0071 kg
Peso da embalagem externa	4.49 kg
EAN da caixa interna	4038917119962
EAN da embalagem externa	4038917016964

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT