



Especificação do produto
Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	05.1147.028
Descrição do artigo	Monovette® para gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 2 ml, tampa branca/laranja, rótulo/impressão: transparente/laranja, conexão: Luer (m), (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com adaptador de membrana montada, 1 unid./blister, estéril, 100 unid./caixa de papelão

Características do produto

Tipo de retirada	Arterial e venoso
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	50 UI/ml sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/laranja
Graduação	marcação nominal
Versão	adaptador de membrana montada
Campo de aplicação	gasometria
Conexão	Luer (m)

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2023-02-09

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Página 2

Dimensões

Volume nominal	2 ml
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	100 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca/laranja
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Profundidade da caixa interna	351 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	578 mm
Largura da embalagem externa	368 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2023-02-09

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Página 3

Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0415 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	3.4 kg
EAN da caixa interna	4038917280679
EAN da embalagem externa	4038917280662

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2023-02-09

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT