



## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

**Page 1**



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 05.1147.048                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição do artigo | Monovette® para gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 2 ml, tampa branca/laranja, rótulo/impressão: transparente/laranja, conexão: Luer (m), (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com Purga de ar montada, 1 unid./blister, estéril, 100 unid./caixa de papelão |

### Product characteristics

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de retirada        | Arterial e venoso                       |
| Tipo de preparo         | heparina de lítio balanceada com cálcio |
| Concentração do preparo | 50 UI/ml sangue                         |
| Rótulo/impressão        | com etiqueta de plástico                |
| Cor impressão/rótulo    | transparente/laranja                    |
| Graduação               | marcação nominal                        |
| Versão                  | Purga de ar montada                     |
| Campo de aplicação      | gasometria                              |
| Conexão                 | Luer (m)                                |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

**Page 2**

### Size

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 2 ml   |
| Diâmetro                      | 11 mm  |
| Comprimento com tampa         | 82 mm  |
| Comprimento sem tampa         | 66 mm  |
| Comprimento com tampa e barra | 100 mm |

### Material & colours

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto              | transparente                          |
| Material de fechamento      | High Density Polyethylene (HD-PE)     |
| Cor da tampa                | branca/laranja                        |
| Material do tubo            | Polipropileno (PP)                    |
| Material do êmbolo          | Poliétileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Padrão de pureza     | estéril                  |
| Esterilização        | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes             | sim                      |

### Packaging

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Quantidade mínima do pedido       | 500     |
| Tipo de embalagem interior        | blister |
| Unidades por caixa interna        | 100     |
| Unidades por caixa                | 500     |
| Unidades por palete               | 18000   |
| Profundidade da caixa interna     | 351 mm  |
| Largura da caixa interna          | 111 mm  |
| Altura da caixa interna           | 171 mm  |
| Profundidade da embalagem externa | 578 mm  |
| Largura da embalagem externa      | 368 mm  |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)**

**Page 3**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Altura da embalagem externa | 195 mm        |
| Volume da embalagem externa | 0.0415 cbm    |
| Peso do produto             | 0.0046 kg     |
| Peso da embalagem externa   | 3.66 kg       |
| EAN da caixa interna        | 4038917125970 |
| EAN da embalagem externa    | 4038917075701 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**