

Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 1



Product description

Order number 05.1147

Descrição do artigo Monovette® para gases sanguíneos, preparo: heparina de

lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 2 ml, tampa branca/laranja, rótulo/impressão: transparente/laranja, conexão: Luer (m), (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, 50 unid./caixa de papelão, estéril, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada Arterial e venoso

Tipo de preparo heparina de lítio balanceada com cálcio

Concentração do preparo 50 UI/ml sangue

Rótulo/impressão com etiqueta de plástico Cor impressão/rótulo transparente/laranja Graduação marcação nominal

Campo de aplicação gasometria

Conexão Luer (m)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 2

Size

Volume nominal 2 ml
Diâmetro 11 mm
Comprimento com tampa 82 mm
Comprimento sem tampa 66 mm
Comprimento com tampa 100 mm

barra

Material & colours

Cor do produto transparente

Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)

Cor da tampa branca/laranja Material do tubo Polipropileno (PP)

Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)

Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril

Esterilização Irradiação de eletrões

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 56000
Profundidade da caixa interna 145 mm
Largura da caixa interna 108 mm
Altura da caixa interna 63 mm
Profundidade da embalagem 333 mm

externa

Largura da embalagem 303 mm

externa

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Monovette® para gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 2 ml, tampa branca/laranja, conexão: Luer (m)

Page 3

Altura da embalagem externa 125 mm Volume da embalagem 0.0126 cbm

externa

Peso do produto 0.0042 kg Peso da embalagem externa 2.64 kg

EAN da caixa interna 4038917085458 EAN da embalagem externa 4038917004121

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

