



Product description

Order number	14.1112
Descrição do artigo	Adaptador de membrana, conexão: Luer, para cânula S-Monovette® /cânula Multifly®, 1 unid./blister, 100 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Número PZN	6796187

Product characteristics

Exemplo de utilização	Adaptação de uma cânula S-Monovette® ou cânula de segurança (Safety-)Multifly® a um sistema Luer, por ex., Monovette® para gases sanguíneos
Indicado para Conexão	cânula S-Monovette® /cânula Multifly® Luer

Size

Comprimento do produto	16 mm
------------------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	translúcido

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	80000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	81 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	178 mm
Altura da embalagem externa	287 mm
Volume da embalagem externa	0.0191 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	1.49 kg
EAN da caixa interna	4038917085359
EAN da embalagem externa	4038917004053

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

