



### Product description

Order number	19.930.125
Descrição do artigo	Capilares de gases sanguíneos, preparação: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 125 µl, (CxØ): 110 x 2,05 mm, 250 unid./lata

### Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	80 UI/ml sangue
Campo de aplicação	gasometria

### Size

Volume nominal	125 µl
Diâmetro	2.05 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Politereftalato de etileno (PET)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE - Hersteller selbsterklärung  
Isento de látex sim  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 250  
Tipo de embalagem interior lata  
Unidades por caixa interna 250  
Unidades por caixa 16000  
Unidades por palete 1280000  
Profundidade da embalagem 378 mm  
externa  
Largura da embalagem 288 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 180 mm  
Volume da embalagem 0.0196 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0003 kg  
Peso da embalagem externa 6.64 kg  
EAN da caixa interna 4038917234283  
EAN da embalagem externa 4038917234276

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

