



Descrição do Produto

Número de pedido	19.930.125
Descrição do artigo	Capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 125 µl, (CxØ): 110 x 2,05 mm, 250 unid./lata

Características do produto

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	70 UI/ml sangue
Campo de aplicação	gasometria

Dimensões

Volume nominal	125 µl
Diâmetro	2.05 mm
Comprimento do produto	110 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Politereftalato de etileno (PET)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Isento de látex sim
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior lata
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 16000
Unidades por palete 1280000
Profundidade da embalagem 378 mm
externa
Largura da embalagem 288 mm
externa
Altura da embalagem externa 180 mm
Volume da embalagem 0.0196 cbm
externa
Peso do produto 0.0003 kg
Peso da embalagem externa 6.64 kg
EAN da caixa interna 4038917234283
EAN da embalagem externa 4038917234276

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

